

2013年 2月 15日

各 位

株式会社ジェイ・エム・エス
代表取締役社長 奥窪 宏章
(コード番号 7702 東証第1部)

交換用胃ろうカテーテル キット『ジェイフィード ペグロック』販売開始


柔らかいシリコン素材の胃ろうカテーテルと、Q-LOCKの採用により簡単・確実な接続を可能にした延長チューブをワンセットに。また、高粘度の栄養剤を注入しやすいよう接続部分の口径を大きくしました。

株式会社ジェイ・エム・エス(本社:広島県広島市、代表取締役社長 奥窪宏章、以下「ジェイ・エム・エス」)は、生体適合性に優れたシリコン製の胃ろうカテーテルと、確実なロックを可能にする Q-LOCK 機構^{※1}を備えた延長チューブなどがワンセットになった『ジェイフィード ペグロック』を、2013年 5月より販売します。

胃ろうカテーテルとは、経皮内視鏡的胃ろう造設術(ペグ)^{※2}と呼ばれる手術によって腹部に小さな穴を開けて胃へ挿入し、食べ物や水分を口から摂取することができない、あるいは困難な患者さんに水分や栄養剤を投与するための製品です。延長チューブなど接続チューブや栄養セット・注入器などと接続して使用されます。

『ジェイフィード ペグロック』に組み込まれる胃ろうカテーテルは、柔軟性に富み生体適合性に優れたシリコン製のカテーテルです。接続用コネクタの受け部の口径が大きく設計されているため、高粘度の栄養剤や薬剤を投与する際の注入抵抗を軽減します。また、延長チューブは、カテーテルとの接続部分の専用ロック機構に加え、栄養ボトルとの接続部分にもロック機構(Q-LOCK)を新たに備えることで、それぞれの機器をよりスムーズで簡単に、かつ、不意に外れないよう確実に接続することが可能になります。

ジェイ・エム・エスは、経腸栄養関連製品をトータルシステムで取り揃え、より簡単・確実な接続を可能にする Q-LOCK 機構を今後も幅広く展開し、患者さんの安全・安心、医療従事者の皆さんの使いやすさを実現し、医療の現場をサポートしてまいります。

交換用胃ろうカテーテル キット
『ジェイフィード ペグロック』シリコン製
胃ろうカテーテル
(バルーンボタンタイプ)

延長チューブ

【製品情報】

販売名:	ジェイフィード ペグロック
規格:	バルーンボタンタイプ
医療機器認証番号:	225ACBZX00007000
カテーテルサイズ:	16Fr ~ 24Fr
標準販売価格:	12,000 円 / セット
製造販売業者:	クリエートメディック株式会社

【販売計画】

販売目標: 約3億円（販売開始後、3年間の合計）

ジェイ・エム・エスは、これからも「感染・医療事故の防止」、「医療の効率化と患者さまQOLの向上」、「再生医療」の3つをキーワードに、一人ひとりの患者さまをみつめ、医療従事者の皆さまの立場にたって、安全・安心で品質の高い製品とサービスを提供し社会に貢献してまいります。

以上

※1 Q-LOCK 機構: ジェイ・エム・エスが開発した、簡単な操作で栄養チューブなどを確実に接続し脱落を防止するためのロック機構です。対応する製品に Q-LOCK コネクタを接続し、コネクタを90度回転させることで、しっかりとロックさせるシステムです。



※2 経皮内視鏡的胃ろう造設術(ペグ): Percutaneous Endoscopic Gastrostomy

～ お問い合わせ先 ～


製品の詳細について: 製品企画室 TEL 03-6404-0636 / FAX 03-6404-0611
当リリースについて: 経営企画部 TEL 082-243-9059 / FAX 082-243-5924

本リリースに掲載されている将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、社会情勢の大きな変化などさまざまな潜在的リスクや不確実性が含まれております。当情報につきましては発行日時点のものであり将来的に変更される可能性のあることをご承知おき下さい。

【ご参考】

ジェイフィード 経腸栄養システム

【全体イメージ図】



ジェイ・エム・エスの「ジェイフィード 経腸栄養システム」は、バッグやボトルなどの容器から栄養カテーテルまでトータルシステムとしてラインナップ。小児領域から成人領域まで幅広い規格を取り揃えています。