

2013年 9月 20日

各 位

株式会社ジェイ・エム・エス  
 代表取締役社長 奥窪 宏章  
 (コード番号 7702 東証第1部)

## AED(自動体外式除細動器)「ジェイパッドCU-SP1」販売開始

業界初 音声ガイダンスの自動音量調整機能を搭載。  
 野外など騒音がある場所の操作時でも音声ガイダンスが聞き取りやすくなりました。

株式会社ジェイ・エム・エス(本社:広島県広島市、代表取締役社長 奥窪宏章、以下「ジェイ・エム・エス」)は、AED(自動体外式除細動器)「ジェイパッドCU-SP1」を2013年10月1日より販売します。

AEDは心臓で心室細動が発生した場合に、電気ショックを与えて心臓が本来持っている機能を回復させるための医療機器です。心室細動は、心臓の筋肉が痙攣を起こし不規則に収縮を繰り返すことにより、心臓のポンプ機能が失われ血液を全身に送ることが出来なくなる状態です。心室細動を収めるには、心臓に強い電気ショックを一瞬与えて正常な状態に戻す処置が求められます。

AEDは、交通機関や公共施設など多くの人が集まる場所で設置が進んでいます。今後は、AEDの重要性や使用方法の更なる周知などによって、公共施設に加え、住居エリアといった暮らしに密着した場所への新たな設置が期待されます。

ジェイ・エム・エスが販売する「ジェイパッドCU-SP1」は、自動音量調整機能による聞き取りやすい音声ガイダンスや、イラスト上で必要な操作が点滅する機能など、初めての人でも慌てず安全・確実な操作ができるよう工夫が施されています。

### 「ジェイパッドCU-SP1」の特長

- ◆“業界初” 自動音量調整機能 \*オートボリューム  
 周りの騒音にあわせて音声ガイダンスの音量を自動調整。
- ◆機器本体でモード切替【成人⇄小児】  
 両用電極パッド(成人・小児兼用)の採用により、電極パッドを交換することなく機器本体のスイッチでモード切替が可能。
- ◆容易な日常点検 \*3つのステータスインジケータを搭載  
 電極パッド期限、バッテリー残量、機器のエラー状態を一目で確認できる液晶画面を搭載。
- ◆使用手順のイラストガイド  
 \*3つのフラッシュライト付きインジケータを搭載  
 電極パッド装着インジケータ(電極パッド位置表示)、退避インジケータ(傷病者に触れないよう表示)、CPRインジケータ(胸骨圧迫作動表示)を機器本体にイラスト表示。  
 \*CPR:心肺蘇生




「ジェイパッドCU-SP1」

【ステータスインジケータ】



【フラッシュライト付きインジケータ】



ジェイ・エム・エスは、安全な医療の実現に引き続き貢献することはもとより、この「いのちをつなぐ機器」が、皆さんの暮らしのより身近にあることで安心して生活できる環境づくりをサポートし、これからも人と社会に貢献してまいります。

【製品情報】

販売名:	ジェイパッドCU-SP1
電極パッド:	両用電極パッド(成人・小児、兼用1回限りの使用で交換)
バッテリー容量:	スタンバイ状態で5年間、電気ショック200回以上
セルフテスト:	毎日、毎週、4週毎、電源ON時、バッテリー装着時 (バッテリー残量、電極パッド、内部回路、等)
寸法・重さ:	260×256×69.5mm(W×L×H) 2.4kg(バッテリー含む)
医療機器承認番号:	22500BZX00338A01
クラス分類:	高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
標準販売価格:	34万円/台
製造販売元:	日本CUメディカルシステム株式会社

【販売計画】

販売開始: 2013年10月1日

販売目標: 2億円(販売開始後1年間)

～ お問い合わせ先 ～

商品の詳細について: 第三営業部 TEL 03-6404-0603 / FAX 03-6404-0613

当リリースについて: 経営企画部 TEL 082-243-9059 / FAX 082-243-5924

本リリースに掲載されている将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、社会情勢の大きな変化などさまざまな潜在的リスクや不確実性が含まれております。当情報につきましては発行日時点のものであり将来的に変更される可能性のあることをご承知おき下さい。