

2013年 9月 27日

各 位

株式会社ジェイ・エム・エス
代表取締役社長 奥窪 宏章
(コード番号 7702 東証第1部)

いつまでもおいしく、楽しく、安全な食生活を送るために
舌トレーニング用具「ペコぱんだ」販売開始

舌で繰り返し押しつぶして舌の筋力を鍛える自主訓練用トレーニング用具を開発
摂食・嚥下(えんげ)^{※1}機能の改善に貢献します

株式会社ジェイ・エム・エス(本社:広島県広島市、代表取締役社長 奥窪宏章、以下「ジェイ・エム・エス」)は、摂食・嚥下機能に関わる舌筋力を維持・向上させる舌トレーニング用具「ペコぱんだ」(非医療機器)を、2013年10月1日より販売します。

“舌”は、私たちが食べ物を噛むときや飲み込むときに重要な役割を担っています。しかしながら、舌の筋力は、脳血管障害、神経・筋疾患などの疾病や加齢が原因で低下してしまいます。舌の筋力が低下したままで過ごすことは、摂食・嚥下障害の発症、さらには十分に食べることができずに栄養不良の状態や誤嚥(ごえん)^{※2}性肺炎を起こす原因となります。

「ペコぱんだ」は、舌の筋力の維持・向上を目指すための自主訓練用トレーニング用具です。「ペコぱんだ」の先端部分を口に咥え、トレーニング部を舌で繰り返し押しつぶすことで舌の筋力を鍛えます。「ペコぱんだ」のトレーニング部の硬さは3種類あり、使用される方の状態に適した硬さを選び、“筋力の強化”や“持久力の強化”など目的に合ったトレーニングを行うことで、舌の筋力の維持・向上を目指します。

舌が正常な動きを取り戻すことで摂食・嚥下機能が改善されると、口から安全に食事を摂ることができ、健康な食生活を送ることにつながります。

※1. 摂食・嚥下: 食物を口に取り込み、胃に送り込むまでの一連の運動。

※2. 誤嚥性肺炎: 食べ物や飲み物が食道ではなく、誤って気管に入ることによって生じる肺炎。

【「ペコぱんだ」の構成】

【トレーニング部】


舌で押しつぶします。力を緩めると元に戻るため、連続して押しつぶすことができます。

【位置決め部】

前歯で軽く噛んで、トレーニングの位置を決めます。トレーニングしたい部分が調整できます。

【持ち手部】

穴に指を入れて使用します。万が一、飲み込んでしまうことを防ぎます。



「ペコぱんだ」

～ 広島県「医工連携推進プロジェクトモデル事業」に採択されました ～

広島県では、産業、医療・福祉、研究の各分野の関係主体が連携、協働して、質の高い医療機器開発、広島県発の製品やビジネスモデルの創造に向けて取り組んでいます。

ジェイ・エム・エスは、摂食・嚥下機能に関する口腔機能の維持・向上に向けたモデル事業(事業名称:舌筋等トレーニングによる口腔機能維持・向上モデル事業)に、県内企業のひとつとして医療機関および研究機関と連携し、当社や県内の企業が開発したトレーニング用具や測定器を用いて舌の筋肉などのトレーニングプログラムを実行し、その有効性について研究しました。

(この事業に関する広島県のHPはこちら: <http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/229/ikoupt11.html>)

【製品情報】

品名	ペコぱんだ		
用途	舌トレーニング用具 (非医療機器)		
規格			
	軟らかめ(S)/ピンク	普通(M)/グリーン	硬め(H)/イエロー
品番	JF-TTP	JF-TTG	JF-TTY
JANコード	4987494068784	4987494068791	4987494068807
重量	約9g		
材質	スチレン系熱可塑性エラストマー		
標準販売価格	800円/個		

【販売計画】

販売開始: 2013年10月1日

目標本数: 2万本 (販売開始後1年間)

ジェイ・エム・エスは、皆さまに笑顔と元気を与えるものづくりに、これからも努めてまいります。

～ お問い合わせ先 ～

商品の詳細について: カスタマーサポートセンター TEL 0120-200-517 / FAX 082-243-6087

当リリースについて: 経営企画部 TEL 082-243-9059 / FAX 082-243-5924

《ご参考》

口腔機能に関する学術サイト「お口の情報室」

URL: <http://orarize.com/>

本リリースに掲載されている将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、社会情勢の大きな変化などさまざまな潜在的リスクや不確実性が含まれております。当情報につきましては発行日時点のものであり将来的に変更される可能性のあることをご承知おき下さい。