

充実のアクセサリ
ラインナップ



ロックボックス・ポンプポーチ等



ポンプ用ポーチ

品番: JM-IFPPOSB

小容量タイプ

機器本体と薬液等をコンパクトに収納できるソフトポーチ。不用意に薬液の取り出しができないよう、鍵をかけて管理することができます。肩にかけるだけでなく腰につけることもできます。



ロックボックス

品番: JM-IFPLBH



大容量タイプ

機器本体と薬液等を収納し、不用意に薬液の取り出しができないよう、鍵をかけて管理することができます。

ロックボックス用ポーチ

品番: JM-IFPPOBK



ロックボックスを収納し、右ポケットにはPCAボラスボタンを収納することができます。

ショルダーストラップ

品番: JM-IFPSS

ロックボックス・ロックボックス用ポーチに接続することができます。



その他

ボラスボタンカバー

品番: JM-IFPBBC



PCAボラスボタン先端部に装着し、先端部を保護します。

バッテリー充電器

品番: JM-IFPBC



アイフューザー プラス用バッテリー専用の充電器です。

通信ボックスセット


品番: JM-IFPCB



機器本体に接続し、パソコンに履歴をダウンロードします。パソコンで3,000件まで履歴を確認することができます。

●アイフューザー プラス専用輸液セット

一方弁(逆流防止弁)を標準装備し、フィルタ付、バッグ付など用途にあわせて選択することができます。



品番: JE-IFPFB150Fはバッグにブラネクタ(PNプラグ)を組み込んでいます。ブラネクタにはルアータイプのシリンジでアクセス可能で、針を使わずにエアの除去、混注等の操作が可能です。

JE-IFPFB150F

アイフューザー 輸液セット
(医療機器認証番号:222AABZX00134000)

品番	規格	先端	入数
JE-IFP3F	DEHPフリー、一方弁	フリーロック	10本/箱
JE-IFP3P		PNロック	
JE-IFPF3F	DEHPフリー、一方弁、輸液フィルタ	フリーロック	
JE-IFPF3P		PNロック	
JE-IFPFB150F	DEHPフリー、一方弁、輸液フィルタ、150mLバッグ(ブラネクタ付)	フリーロック	
JE-IFPFB300FT	一方弁、輸液フィルタ付、300mLバッグ	フリーロック	

※仕様については、改良・改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。