

●主な製品仕様

販売名	アイフューザー プラス
品番	JM-IFB(本体色:ブルー)、JM-IFP(本体色:ピンク)
作動原理	ロータリ・ペリスタルティック
投与精度	±5%(総投与量4Lまで)／±10%(総投与量4～8L以内)
投与速度設定範囲	0.1～999mL/h
予定量設定範囲	1～9,999mL
投与量表示範囲	0～9,999mL
プライミング速度	1,000mL/h以上
K O R 速度	0.0～9.9mL/h
ポージャス投与速度	120mL/h
ポージャス量設定範囲	0.1～6.0mL
閉塞検出圧力切替	LOW設定:20～60kPa／HIGH設定:60～100kPa
警報機能	電池電圧、閉塞圧(吸入・吐出)、気泡、操作忘れ、待機、投与完了、モータ異常、カセット外れ、カセット異常、システム異常
安全機能	誤設定防止機能、投与速度／予定量大小判定機能、セルフチェック機能、気泡検出感度・閉塞検出圧力切替機能、投与速度上限値設定機能、パネルロック機能、プログラムロック機能
電源	AC100V 50/60Hz 21VA、内蔵電池(リチウムイオン電池)
連続バッテリー動作時間	72時間以上(新品バッテリー満充電時・5mL/h・周囲温度約25℃・バッテリー節約モード)
電撃保護形式	クラスⅡ機器、内部電源機器
電撃保護程度	CF形装着部
防滴性	IPX4
寸法	149(幅)×79(奥行)×49(高さ)mm
重量	420g(バッテリー含む)
付属品	 <p>①ACアダプタ                      ②ポールクランプ      ③電池カバーオープナー        ④カセット台押さえ      ⑤バッテリー                      ⑥本体</p> <p>(その他)          キャリングケース、添付文書、取扱説明書、保証書</p>  <p>※バッテリーは簡単に取り出して、交換する事ができます。          ※バッテリーの交換は、2年毎に行なってください。</p>
オプション	PCAポージャスボタン
医療機器承認番号	22100BZX00017000
クラス分類	Ⅲ:高度管理医療機器(特定管理医療機器該当)
E M C 規格	IEC 60601-1-2:2001およびAmendment:2004、JIS T 0601-2-24:2005