

JMS AVフィスチュラ 流量

＜流量＞（代表値※）

タイプ	針管ゲージ	流量 (mL/min)
スタンダード	16G	245
	17G	189
	18G	144
ウイングイーター	15G	274
	16G	230
	17G	181
	18G	130
シングルニードル	16G	245
	17G	220
シスロックミニ	16G	246
	17G	222
	18G	169

※JIS T3249:2011〔血液透析用留置針〕の付属書F 流量の試験方法（高さ1000mmから落下させた水量を測定）に従って測定した代表値を記載。