

2020年9月16日

各位

輸液ポンプ「キュアセンス® IP-100」販売開始

～医療従事者の視点に立ち、直感的な操作による安全性を追求し、小型軽量化を実現～

株式会社ジェイ・エム・エス（本社：広島県広島市、代表取締役社長：奥窪 宏章）は、輸液ポンプ「キュアセンス® IP-100」の販売開始をお知らせいたします。

輸液ポンプは、点滴静脈注射をする際に投与量をコントロールするための医療機器で、多くの医療機関で使用されています。医療従事者目線でリニューアルを行い、医療現場の安心、安全、負担軽減のために様々な機能拡充をしました。

「キュアセンス® IP-100」は液晶タッチパネルを搭載することで、設定に必要なボタンのみをディスプレイに表示し、医療従事者が直感的な操作を行えるインターフェースを備えています。

当社従来機より3割軽量化したことにより、運搬性を向上するとともに、倍速クランプによる点滴スタンドとの着け外しも簡便に行うことができ、運搬・設置の負担軽減が図れます。さらに、無線 LAN ユニットを搭載し、機器の稼働状態を一括監視できます。



4.3インチの液晶タッチパネルディスプレイを採用。シンプルな操作性と優れた視認性を実現。



場面に応じて設定に必要なボタンのみを表示し、直感的な操作をサポート。



約 1.5 kgまで軽量化したコンパクトな形状で、運搬時の負担を軽減。専用架台の使用で、設置時の負担も軽減。

外形寸法：125(幅)×165(高さ)×80(奥行)mm（突起部は除く） 質量：約 1.5kg
「キュアセンス」は、株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。

ジェイ・エム・エスは、これからも一人ひとりの患者さまと医療従事者の皆さまの声に耳を傾け、医療現場の課題解決をサポートできる安全・安心で品質の高い製品をお届けすることで、医療の効率化と安全性の向上に貢献してまいります。

Press Release

【製品情報】

一般的名称	汎用輸液ポンプ
販売名	キュアセンス輸液ポンプ IP-100
医療機器承認番号	30100BZX00139000
クラス分類	Ⅲ：高度管理医療機器(特定保守管理医療機器該当)



以上

本リリースに掲載されている将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、社会情勢の大きな変化などさまざまな潜在的リスクや不確実性が含まれております。当情報につきましては発行日時点のものであり将来的に変更される可能性のあることをご承知おき下さい。

2/2

お問い合わせ先

製品について
当リリースについて

製品情報センター
経営企画本部

TEL 0120-901-509

TEL 082-243-9059